

混合器系列

試管混合器SM-100

試管混合器 SM-100適用於1.5ml~50ml試管。翹翹板式混合動作。連續運轉模式。矽膠墊避免運轉中試管滑落。運轉安靜、順暢、穩定。通過ISO 9001與 ISO13485品質認證。

型號	SM-100
速度	24rpm (電源為60Hz); 20rpm (電源為50Hz)
盤面尺寸	W300xD115
重量(kgs)	淨重1.5 / 毛重2.0
尺寸	W350 x D140 x H110 mm
電源: AC 110V 60Hz (或220V 50/60H)	



SM-100

試管旋轉混合器SM-3000

試管旋轉混合器 SM-3000適合1.5ml、15ml、50ml試管。運轉方式為360°。連續運轉或0~30分鐘定時運轉模式。混合角度固定為45°。試管取、放容易。通過ISO 9001與 ISO13485品質認證。

型號	SM-3000		
訂購編號	SM-3000-015	SM-3000-150	SM-3000-5000
容量	1.5ml x 30支	15ml x 30支	50ml x 15支
速度	10~100rpm		
圓盤尺寸	Φ300mm		
重量(kgs)	淨重5.0 / 毛重5.5		
尺寸	W250xD300xH250mm		
電源: AC 110V 60Hz (或220V 50/60H)			



SM-3000

試管旋轉混合器SM-3600

試管旋轉混合器 SM-3600適合15ml或50ml試管。運轉方式為360°。數位設定速度與時間。數位螢幕顯示現在速度與剩餘運轉時間。混合角度可0°~90°自由調整。試管取、放容易。通過ISO 9001與 ISO13485品質認證。

型號	SM-3600		
訂購編號	SM-3600-0018	SM-3600-0029	SM-3600-1829
容量	Φ18mmx114	Φ29mmx40	Φ18mmx48 & Φ29mmx20
速度	15~250rpm		
圓盤尺寸	Φ310mm		
定時模式	連續模式或定時模式(99小時59分鐘數位定時器)		
顯示	數位顯示現在速度或剩餘時間		
重量(kgs)	淨重6.5 / 毛重8.0		
尺寸	W310xD280xH355mm		
電源: AC 100~240V 50/60Hz			



SM-3600